

Non-Essential Amino Acids Solution, 100X

非必须氨基酸(NEAA),100X 说明书

产品包装

规格: 10ml/100ml

目录号: GM1008S/L

本产品蓝冰运输; 2°C to 8°C保存。

操作说明

根据细胞中所需要添加的用量, 如 1X 非必须氨基酸: 每 100mL 细胞培养基, 取 1ml100X 非必须氨基酸原液, 添加混匀即可。

注意事项

非必须氨基酸可分装成小支存放在 4°C冰箱, 有效期一年。

本产品仅限科研使用。



赛库小程序



赛库公众号