

N2 无血清添加剂 说明书

产品信息

产品名称	N2 无血清添加剂
产品编号	NSA01
产品规格	100X, 5mL
保存条件	-30~-5°C, 24 months

产品描述

- N-2 添加剂基于 Bottenstein' s N-1 配方，是一种化学成分确定的无血清添加剂。N-2 添加剂主要被推荐用于源自外周神经系统和中枢神经系统的神经母细胞瘤以及周围神经系统（PNS）与中枢神经系统（CNS）来源的有丝分裂后期的神经元的生长和表达。
- N-2 添加剂以 100X 工作浓度的溶液形式提供，它可与添加了生长因子如 bFGF 及 EGF 的无血清神经元基础培养基（CELLCOOK 货号: NSM01），或 DMEM/F12（CELLCOOK 货号: CM2012）培养基配合使用。

注意事项

- ★ 在无菌条件下处理本产品。
- ★ 本产品供科学研究和生产使用，用于组织和细胞的体外培养。
- ★ 禁止临床使用。

使用方法

- ✓ 于-30~-5°C保存本产品；
- ✓ 使用前请提前将试剂于 4°C解冻；
- ✓ 按需配置培养基使用。



（官网）



（公众号）